

НАБОР ПРОБНЫХ ОЧКОВЫХ ЛИНЗ И ПРИЗМ БОЛЬШОЙ (232 линзы) ТАЙВАНЬ

Набор пробных очковых линз и призм предназначен для подбора корригирующих очков методом субъективной пробы.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Набор состоит из 266 пробной очковой линзы в металлической оправе

- стигматические - от +/- 0.12 до +/- 20 ДПТР;
- астигматические - от +/- 0.12 до +/- 6.0 ДПТР;
- призмы очковые - от 0.5 до 10 СРАД.

Масса набора - не более 6 кг.

Габаритные размеры набора - 550x350x90 мм

Конструкция набора позволяет врачу-офтальмологу при подборе очков с достаточной степенью точности определить необходимую коррекцию и положение главных осей астигматического глаза, а также произвести другие исследования зрения. Кроме диагностической функции набор приемлем для целого ряда лечебных методик в технологии лечения близорукости, спазма аккомодации, косоглазия и т.д.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Стигматические линзы | | | | | | | | | | Астигматические линзы | | | | | | Призмы СРАД | | Вспомогательные линзы | | | | |
|----------------------|-----|------|-----|-------|---------------------|------|-----|------|-----|-----------------------|-----|------|-----|------|-----|----------------|--|---|-----|--|--|--|
| Отрицательные линзы | | | | | Положительные линзы | | | | | Минус / Плюс | | | | | | | | | | | | |
| Дптр | Шт. | Дптр | Шт. | Дптр | Шт. | Дптр | Шт. | Дптр | Шт. | Дптр | Шт. | Дптр | Шт. | Дптр | Шт. | | | Наименование | Шт. | | | |
| 0.12 | 2 | 3.00 | 2 | 8.00 | 2 | 0.12 | 2 | 3.00 | 2 | 8.00 | 2 | | | | | | | Экран | 1 | | | |
| 0.25 | 2 | 3.25 | 2 | 9.00 | 2 | 0.25 | 2 | 3.25 | 2 | 9.00 | 2 | | | | | | | Диафрагма с отверстием | 1 | | | |
| 0.50 | 2 | 3.50 | 2 | 10.00 | 2 | 0.50 | 2 | 3.50 | 2 | 10.00 | 2 | | | | | | | Диафрагма щелевая | 1 | | | |
| 0.75 | 2 | 3.75 | 2 | 11.00 | 2 | 0.75 | 2 | 3.75 | 2 | 11.00 | 2 | | | | | | | Светофильтр красный | 1 | | | |
| 1.00 | 2 | 4.00 | 2 | 12.00 | 2 | 1.00 | 2 | 4.00 | 2 | 12.00 | 2 | | | | | | | Светофильтр зеленый | 1 | | | |
| 1.25 | 2 | 4.50 | 2 | 13.00 | 2 | 1.25 | 2 | 4.50 | 2 | 13.00 | 2 | | | | | | | Светофильтр матовый | 1 | | | |
| 1.50 | 2 | 5.00 | 2 | 14.00 | 2 | 1.50 | 2 | 5.00 | 2 | 14.00 | 2 | | | | | | | Прозрачное стекло | 1 | | | |
| 1.75 | 2 | 5.50 | 2 | 15.00 | 2 | 1.75 | 2 | 5.50 | 2 | 15.00 | 2 | | | | | | | Скрещенный цилиндр | 2 | | | |
| 2.00 | 2 | 6.00 | 2 | 16.00 | 2 | 2.00 | 2 | 6.00 | 2 | 16.00 | 2 | | | | | | | Линза Medox | 1 | | | |
| 2.25 | 2 | 6.50 | 2 | 18.00 | 2 | 2.25 | 2 | 6.50 | 2 | 18.00 | 2 | | | | | | | Футляр | 1 | | | |
| 2.50 | 2 | 7.00 | 2 | 20.00 | 2 | 2.50 | 2 | 7.00 | 2 | 20.00 | 2 | | | | | | | Салфетка | 1 | | | |
| 2.75 | 2 | 7.50 | 2 | | 2 | 2.75 | 2 | 7.50 | 2 | | 2 | | | | | | | Оправа пробная универсальная в комплект не входит | 1 | | | |